

Implantate fürs Leben




 **DENTSPLY**
IMPLANTS

www.implantatefuerleben.de

Implantatbehandlung

Vergleich natürlicher Zahn / implantatgetragene Prothese



Für jede klinische Situation eine Implantatlösung

Die Vorteile von implantatgetragenem Zahnersatz im Vergleich zum klassischen Zahnersatz:

- Ästhetik, die natürlichen Zähnen gleichkommt
- Komfort, Stabilität und Funktionalität
- Erhalt der Knochen- und Zahnfleischsubstanz
- Erhalt der Nachbarzähne
- Dauerhafte Lösung

Einzelzahn­lücke

Ein Einzelzahn fehlt




Vorher



Nachher

Prothetische Lösungen:


Klassischer Zahnersatz:



Zementierte Brücke oder Klebebrücke

Neben dem fehlenden Zahn müssen die Nachbarzähne beschliffen werden, um die Brücke zu zementieren oder zu verkleben.

Implantatgetragener Zahnersatz:



Einzelkrone

Wenn ein Implantat gesetzt wird, kann ein Provisorium eingesetzt werden, bis das Implantat fest in den Knochen eingewachsen ist. Anschließend wird eine definitive Krone auf dem Implantat befestigt, die wie ein natürlicher Zahn aussieht. Die Nachbarzähne bleiben erhalten.

Größere Zahnlücken

Mehrere Zähne fehlen




Vorher



Nachher

Prothetische Lösungen:


Klassischer Zahnersatz:



Abnehmbare Klammerprothese*

Die Prothese wird mit Metallklammern an den Stützzähnen befestigt. Dadurch können die Zähne beschädigt werden. Es besteht das Risiko, dass sich die Prothese bewegt und dass sie sichtbar ist. Da der Gaumen teilweise bedeckt ist, kann es Einschränkungen beim Sprechen geben.

Implantatgetragener Zahnersatz:




Drei Einzelkronen

Jeder Zahn wird durch ein Implantat, einen Aufbau und eine Krone ersetzt. Die Stabilität und Funktionalität Ihres Zahnbogens wird wiederhergestellt – und das Knochenvolumen bleibt erhalten. Bei diesem Behandlungsplan handelt es sich um eine dauerhafte und ästhetische Lösung.

* oder Klammerbrücke, vgl. prothetische Lösung für Einzelzahnlücke

Zahnloser Kiefer

Im Zahnbogen fehlen alle Zähne



Vorher



Nachher

Prothetische Lösungen:

Klassischer Zahnersatz:



Abnehmbare Prothese

Der Halt der abnehmbaren Prothese wird durch Haftungskräfte zwischen der Schleimhaut und der Prothese sichergestellt. Diese Prothese ist beweglich und kann beim Kauen und in ästhetischer Hinsicht als unangenehm empfunden werden. Die Knochensubstanz nimmt im Lauf der Zeit ab, sodass eine Unterfütterung notwendig wird.


Implantatgetragener Zahnersatz:



Prothese auf Konuskronen



Steggetragene Prothese







Verschraubte Brücke

Die Prothese auf Konuskronen und die steggetragene Prothese sind sicher und fest auf Implantaten fixiert, können aber zur Reinigung herausgenommen werden. Eine im Oberkiefer verschraubte Brücke sitzt dauerhaft fest. Sie ist ästhetisch und funktionell, sie stört nicht beim Essen – und das Knochenvolumen bleibt erhalten.

Implantatbehandlung

Schritt für Schritt



ca. 3–8 Monate

Beratung und Planung

Persönliches Gespräch mit dem Zahnarzt und Aufstellung des Behandlungsplans

Chirurgischer Eingriff

Der chirurgische Eingriff erfolgt unter örtlicher Betäubung, damit Sie keine Schmerzen haben – unter Einhaltung strenger Hygiene- und Sterilisationsvorgaben.

Einheilphase

Nach der Abheilung des Zahnfleischs und des Knochens um das Implantat beginnt die prothetische Versorgung

Abdrücke

Zur Herstellung des zukünftigen Zahnersatzes werden Abdrücke genommen und zum Labor geschickt.

Definitiver Zahnersatz

Der neue, individuell gefertigte Zahnersatz wird eingesetzt. Die neuen implantatgetragenen Zähne sind in Form und Farbe Ihrer Mundsituation angepasst und von den natürlichen Zähnen nicht zu unterscheiden.


Hygiene und Pflege

Unerlässlich für den dauerhaften Erfolg der Behandlung

Wie bei echten Zähnen sind eine gute Mundhygiene und die richtige Pflege Ihrer neuen Zähne die Voraussetzung für ihren langfristigen Erhalt.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- Gehen Sie zu Kontrollterminen.
- Pflegen Sie Ihre neuen Zähne bzw. Ihre neue Prothese durch gründliches Zähneputzen, benutzen Sie Zahnbürste und Zahnseide so, wie Sie es gewohnt waren.
- Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer abnehmbaren Prothese keine Zahnpasta mit stark abschleifender Wirkung.
- Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Zahnarztes.



Qualitätsverpflichtung

DENTSPLY Implants Premium-Implantate



1. Qualitätsproduktion:

Die Markenimplantate von DENTSPLY Implants werden mit höchster Präzision hergestellt und sind aufgrund Ihrer ausgezeichneten Qualität in aller Welt geschätzt.

2. Körperverträgliches Titan:

Implantate von DENTSPLY Implants bestehen aus Reintitan. Dieser Werkstoff wird vom Körper bestens angenommen und wächst fest im Knochengewebe ein.

3. Geprüfte Produktqualität:

Im Verlauf des Produktionsprozesses werden die Implantate mehrfach nach strengsten zertifizierten Qualitätsstandards kontrolliert.

4. Klinische Erfahrung:

DENTSPLY Implants verfügt über eine lange Tradition im Bereich der Produktforschung und -entwicklung. Jahrzehntelange Erfahrung und klinische Erprobung in wissenschaftlichen Langzeitstudien bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit.

5. Sichere Implaneinbringung:

DENTSPLY Implants bietet Ihrem Zahnarzt auch eine computergeführte Implantatin-sertion an. Dank der präzisen 3D-Planung und der schablonengeführten Einbringung können die Implantate sicher und präzise eingesetzt werden.

6. Schnelles Einwachsen:

Alle von DENTSPLY Implants angebotenen Implantate verfügen über eine mikrorauhe Oberfläche. Dies schafft eine optimale Voraussetzung für die sichere und schnelle Einheilung des Implantats im Knochen.

7. Mögliche Individualisierung:

Patientenindividuelle CAD/CAM-Aufbauten von DENTSPLY Implants können perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden und ermöglichen ästhetisch über-ragende Ergebnisse.

8. Langfristige Nachversorgung:

Ein renommierter Implantathersteller wie DENTSPLY Implants garantiert Ihnen auch nach vielen Jahren Materialersatz. Damit können Ihre Implantat-Aufbauten jederzeit erneuert oder später an eine veränderte prothetische Situation angepasst werden.

9. Weltweite Verfügbarkeit:

DENTSPLY Implants ist in mehr als 60 Ländern vertreten und beliefert Zahnärzte auf der ganzen Welt. So können Sie selbst in Ihrem Urlaub schnell Ersatzbauteile erhalten.

10. Internationale Zulassung:

Produkte von DENTSPLY Implants sind Medizinproduk-te, die den höchsten Qualitätsanforderungen gerecht werden und deren Konformität von anerkannten europäischen Stellen zertifiziert wurde. Sie haben die Gewissheit, dass die für Medizinprodukte geltenden Gesetze und Normen eingehalten werden.